IHE-J 2005 コネクタソンについて

2005.11.16

IHE-J技術検討委員会

今年度のコネクタソンの対象

- Radiology 放射線部門
 - SWF,PIR,CPI,SEC,SINR,ARI,KIN,ED,NMI,PDI
 - PGP,RWF,CHG,PWF: 対象としない
- IT Infrastructure 情報技術基盤
 - ATNA (for Rad), CT: 放射線のSECと併せて
- Laboratory 臨床検査部門
 - LSWF, (LIRは調整中)
- Cardiology 循環器部門
 - CATH, ECHO, (ECGは調整中)

コネクタソンに「合格」するには

- 事前に実装ができていることを保証すること
- 他社3アクタ以上との接続が確認できること
- 対象プロファイルでの参加アクタが3未満の場合は、全てのアクタとの接続が確認できること
- 参加アクタが無い場合は、他の方法による確認を行う

参加ベンダ数:放射線部門

Integration Profile	Radiology											IT Infrastru				
Actors	SWF	PIR	СРІ	PGP	ARI	KIN	SINR	SEC	CHG	PWF	RWF	ED	PDI	NM	СТ	ATNA
ADT	1	1							-							
Order Placer	4	1														
DSS/Order Filler	9	8		-					-	-	-					
Acquisition Modality	10	9	4	1		-			-			1		-		
Image Manager/Archive	16	13	14	1	11	10				1	1	3		3		
PPS Manager	6	5		-					-		1					
Image Display	15		13		10	8				-		1	7	2		
Evidence Creator	5		6			5			-	-		1		-		
Report Manager		1					4		-		2					
Print Composer			15										4			
Print Server			3													
Report Creator							7				2	1				
Report Repository					2		3									
Report Reader					4		5				2		2			
Enterprise Report Repository							-									
External Report Repository Access					-		1									
Secure Node								10								2
Time Client															2	
Time Server								-							-	-
Audit Repository								-								-
Post-Processing Manager									-	-						
Charge Processor									-							
Portable Media Creator													9			
Portable Media Importer													5			
Display													-			

参加ベンダ数:臨床検査・循環器

Integration Profile		La	borat	ory		Cardiology					
Actors	LSWF	LIR	LDA	LCSD	LPOC1	CATH	ЕСНО	ECG	DRPT	ED	
ADT	1	-				-	-				
Order Placer	2	-				1	1				
DSS/Order Filler	3	-			-	-	-				
Acquisition Modality						-	-			-	
Image Manager/Archive						2	2			-	
PPS Manager						1	1				
Image Display						1	1			-	
Evidence Creator						-	-			-	
Report Manager									-		
Report Creator									-	-	
Report Repository									-		
Report Reader									-		
Enterprise Report Repository									-		
Display								1			
Informatoin Source								1			
Order Result Tracker	2										
Automation Manager	-	-	-								
Laboratory Device		-									
Analyzer			-								
Pre/Post-Processor			-								
Code Set Manager				_							
Code Set Consumer				-							
Point of Care Data Manager					-						
Point of Care Result Consumer					-						

コネクタソンの日程

	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3			
9:00								
10:00	搬入	/ ()	総合					
11:00	設置	個	テスト					
12:00								
13:00	オリエンテーション		総合					
14:00	接続確認	/==	テスト					
15:00	事前	個	+6八 1.1.1					
16:00	テスト		搬出					
17:00		모다						
??		居残り作業						